



TEST LEUCOCITOTOSSICO

ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO VENOSO

Il prelievo può essere effettuato in qualsiasi momento della giornata, senza preventivo digiuno.

Assicurarsi che chi si sottopone al test non stia assumendo i seguenti farmaci/trattamenti:

- ✓ Anti-infiammatori (sia cortisonici che FANS)
- ✓ Antistaminici

Se si desidera comunque eseguire il test sarà necessario rivolgersi al medico curante per una eventuale sospensione della terapia.

Occorrono circa 14gg dal momento della sospensione all'esecuzione del prelievo affinché i leucociti riassumano la loro normale funzionalità.

Non è indicato eseguire il test in pazienti pediatrici di età inferiore ai 9 anni, questo perché il sistema anticorpale non è ancora sufficientemente maturo, in particolare in rapporto agli anticorpi IgG-classe4.

Il prelievo (3cc in provette Na/Citrato) deve essere inserito nell'apposito contenitore blu preventivamente tenuto a 4°C.

NB: Il campione deve arrivare al laboratorio ENTRO 3 GIORNI dal prelievo per poter ottenere dei risultati attendibili.